


AT 083

TESTA PER IL RECUPERO DEL LISTELLO

Cutterhead for bead recovering
Messerkopf für Leiste Realisierung
Cabezal para recuperación listón



LE BOCCOLE E GLI ANELLI DISTANZIALI SONO DA ORDINARE SEPARATAMENTE





The sleeves and the spacer rings has to be ordered separately
Die Büchsen und die Zwischenringe sind separat zu bestellen
Los casquillos y los anillos distanciadores son a pedir a parte

AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE IL TIPO DI INSERTO

By ordering, please specify insert type
Bei der Bestellung, bitte geben Sie den Insert-Typ an
En el pedido especificar el tipo de inserto

ESEMPLI DI LAVORAZIONE

Types of processing
Verarbeitungsbeispiele
Ejemplos de procesamiento



CODICE CODE	MATERIALE MATERIAL	D mm	B mm	d mm	Z	S
AT08301	ACCIAIO	130	5	35/40/50	2	2
AT08302	ACCIAIO	180	3	35/40/50	24	/
AT08303	ACCIAIO	200	3	35/40/50	24	/

DISTINTA BASE/Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	01	02	03
Inserto/Insert	22x16x5/6	SPF *	2	/	/
Vite per Inserto/Insert's Screw	M5x10 Ø10	VT003	2	/	/
Viti di Assiemaggio/Assembling Screw	M5x15 Ø10	VT011	/	4	4
Chiave per vite/Screw's key	Esagonale 3	CH003	1	1	1