



## TESTA PER IL RECUPERO DEL LISTELLO

Head for bead recovering  
Kopf für Leistegewinnung  
Cabezal para recuperación del listel

\* Al momento dell'ordine specificare il tipo di inserto, vedi pag. 385

By ordering, please specify insert type, see page 385

Bei der Bestellung, bitte geben Sie den Insert-Typ an, siehe S. 385

En el pedido especificar el tipo de inserto, véase pág. 385

CODICE CODE	MATERIALE MATERIAL	D mm	B mm	d mm	Z	S
AT08301	ACCIAIO	130	5	35 / 40 / 50	2	2
AT08302	ACCIAIO	180	3	35 / 40 / 50	24	/
AT08303	ACCIAIO	200	3	35 / 40 / 50	24	/

DISTINTA BASE / Bill of Materials					
DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	CODICE AT083		
			01	02	03
Inserto / Insert	22 x 16 x 5/6	SPF *	2	/	/
Vite per Inserto / Insert's Screw	M5 x 10 Ø10	VT003	2	/	/
Viti di Assiemaggio / Assembling Screw	M5 x 15 Ø10	VT011	/	4	4
Chiave per vite / Screw's key	Esagonale 3	CH003	1	1	1

**LE BOCCOLE E GLI ANELLI DISTANZIALI SONO DA ORDINARE SEPARATAMENTE, VEDI PAG. 402**

The sleeves and the spacer rings must be ordered separately; see page 402  
Die Büchsen und die Zwischenringe sind separat zu bestellen, s. seite 402  
Los casquillos y los anillos distanciadores son a pedir a parte, ves pág. 402

### ESEMPI DI LAVORAZIONE

Working Example

